

Anticorpo Policlonale Anti-Larp1B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q659C4

Numero articolo: CM0016982

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LARP1B umano. Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva LARP1B (~105 kDa) in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine leganti l'RNA e per lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LARP1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LARP2; LARP1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55132
GeneID	55132
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-320 di LARP1B umano (NP_060548.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q659C4
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio