


Anticorpo Policlonale Anti-Larp4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q71Rc2

Numero articolo: CM0030825



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LARP4 umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante che copre gli amminoacidi 1-120. Adatto per studi sulla traduzione dell'mRNA e sulla morfologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LARP4 Rabbit pAb
Note/Alias	PP13296; LARP4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	113251
GeneID	113251
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di LARP4 umano (NP_443111.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q71RC2
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio