


Anticorpo Policlonale Anti-Larp5 Per Wb, Elisa - Q92615

Numero articolo: CM0014710



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LARP5 umano (proteina correlata a La 4B), immunogeno aa 519-738. Validato per WB ed ELISA, reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione della traduzione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LARP5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LARP5; KIAA0217
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23185
GeneID	23185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 519-738 di LARP5 umano (NP_055970.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92615
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio