


Anticorpo Policlonale Anti-Larp6 Per Wb, Elisa - Q9Brs8

Numero articolo: CM0021418



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LARP6 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della traduzione del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LARP6 Rabbit pAb
Note / Alias	ACHN; LARP6
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	55323
ID Gene	55323
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 di LARP6 umano (NP_060827.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BRS8
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio