

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Larp7 Per Wb, Elisa - Q4G0J3

Numero articolo: CM0015258



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro LARP7 (hLARP7/PIP7S). Validato per WB ed ELISA; reagisce con umano e topo. Ideale per lo studio della regolazione dell'elongazione della trascrizione tramite il complesso RNP 7SK. - Q4G0J3

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LARP7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ALAZS; PIP7S; hLARP7; HDCMA18P; LARP7
Specie	Umano
Gene ID	51574
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-380 di LARP7 umano (NP_057732.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q4G0J3
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio