

Anticorpo Policlonale Anti-Lars Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J5

Numero articolo: CM0013910



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LARS umano (Leucyl-tRNA sintetasi, citoplasmatica). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività umana e murina. Ideale per la ricerca sulla biosintesi proteica e sulle aminoacil-tRNA sintetasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LARS Rabbit pAb
Note/Alias	LRS; LARS; LEUS; LFIS; ILFS1; LEURS; PIG44; RNTLS; HSPC192; hr025CI
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51520
ID Gene	51520
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9P2J5
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio