


Anticorpo Policlonale Anti-Lasp1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14847

Numero articolo: CM0029312



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia LASP1 (MLN50) umano, convalidato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una proteina di 30 kDa coinvolta nella dinamica dell'actina e nella metastasi tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LASP1 Rabbit pAb
Note / Alias	MLN50; Lasp-1; LASP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3927
GeneID	3927
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-205 di LASP1 umano (NP_006139.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonal
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14847
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio