

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lat Per Wb, Elisa - 043561

Numero articolo: CM0027220

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro LAT umano (Linker per attivazione di T-cellule membro 1 della famiglia). Validato per Western blot (WB) e ELISA. Ideale per studi di segnalazione del recettore delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LAT Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LAT1; pp36; IMD52; LAT
Specie	Uomo
GeneID	27040
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 95-262 del LAT umano (NP_055202.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O43561
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio