

Anticorpo Policlonale Anti-Lat1/Slc7A5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q01650

Numero articolo: CM0028993



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-LAT1/SLC7A5 per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto. Bersaglio della subunità piccola 1 del trasportatore di aminoacidi neutri grandi; ideale per studi sui trasportatori e sul metabolismo del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LAT1/SLC7A5 Rabbit pAb
Note/Alias	E16; CD98; LAT1; 4F2LC; MPE16; D16S469E; LAT1/SLC7A5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8140
Gene ID	8140
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-125 di LAT1/SLC7A5 umano (NP_003477.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01650
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio