


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lats1 Per Wb E Elisa - 095835

Numero articolo: CM0004387



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro LATS1 umano. Validato per WB e ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Hippo, la soppressione tumorale e la regolazione del ciclo cellulare. - 095835

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LATS1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	wt; WARTS; LATS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9113
GeneID	9113
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del LATS1 umano (NP_004681.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	095835
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio