


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lats1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95835

Numero articolo: CM0023072



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LATS1 umano (O95835). Validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per gli studi sulla via Hippo e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LATS1 pAb di coniglio
Note/Alias	wt; WARTS; LATS1
Specie	Umano
GeneID (umano)	9113
GeneID	9113
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di LATS1 umano (NP_004681.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O95835
Peso della proteina	127 kDa
Spedizione	Ghiaccio