

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lats2 Per Wb, Elisa - Q9Nrm7

Numero articolo: CM0020055



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro LATS2, una chinasi chiave nella via soppressore tumorale Hippo. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca in oncologia e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LATS2 Rabbit pAb
Note/Alias	KPM; LATS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26524
GeneID	26524
Immunogeno	Proteina Ricombinante; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-145 di LATS2 umano (NP_055387.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRM7
Peso Proteico	120kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio