

Anticorpo Policlonale Anti-Lbp Per Wb, If/Icc, Elisa - P18428

Numero articolo: CM0022125

introduzione

LBP Rabbit pAb (SWISS P18428) è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Lega i lipopolisaccaridi batterici; ideale per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LBP Rabbit pAb
Note/Alias	BPIFD2; LBP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3929
Gene ID	3929
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 della LBP umana (NP_004130.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P18428
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio