


Anticorpo Policlonale Anti-Lbr Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14739

Numero articolo: CM0027051



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting LBR umano (recettore della lamina B), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo del colesterolo e dell'involucro nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LBR pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PHA; C14SR; LMN2R; PHASK; TDRD18; DHCR14B; LBR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3930
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14739
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio