


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lc3A/Lc3B Per Wb - Q9Gzq8/Q9H492

Numero articolo: CM0030713



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting LC3A/LC3B, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Utile per lo studio dell'autofagia e della mitofagia. Q9GZQ8/Q9H492.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Valore
Nome del prodotto	LC3A/LC3B Rabbit pAb
Note/Alias	MAP1LC3B; ATG8F; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1LC3B-a; MAP1LC3A; ATG8E; LC3; LC3A; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/LC3B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84557/81631
GeneID	84557/81631
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-60 della LC3A umana (NP_115903.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio