


Polimab® Coniglio Anti-Lc3A/Lc3B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzq8 / Q9H492

Numero articolo: CM0011757



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che lega LC3A/LC3B umano per la ricerca sull'autofagia. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sugli autofagosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LC3A/LC3B Rabbit PolymAb®
Annotazioni / Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/B; LC3B
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	84557/81631
ID gene	84557/81631
Immunogeno	Peptide sintetizzato derivato da LC3A/LC3B umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio