


Anticorpo Monoclonale Anti-Lc3B Per Wb, Elisa - Q9Gzq8

Numero articolo: CM0002345



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro LC3B (MAP1LC3B) umano. Validato per WB e ELISA, reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia, per la rilevazione della proteina di ~15 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LC3B mAb di topo
Annotazioni / Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Specie	Umana
GeneID	81631
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 di LC3B umano (NP_073729.1)
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZQ8
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio