


Anticorpo Monoclonale Anti-Lc3B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Gzq8

Numero articolo: CM0003700



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KD che riconosce LC3B. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] LC3B Anticorpo Monoclonale di Coniglio
Note/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Specie Target	Umano
GeneID (Umano)	81631
GeneID	81631
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZQ8
Peso Molecolare Proteina	15 kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio