


Anticorpo Monoclonale Anti-Lcat Per Wb, Elisa - P04180

Numero articolo: CM0003438



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-LCAT mirato a LCAT umano (P04180). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. LCAT è essenziale per l'esterificazione del colesterolo nelle lipoproteine. Ideale per la ricerca cardiovascolare e sul metabolismo dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LCAT Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	LCAT; lecitina-colesterolo aciltransferasi
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3931
GeneID	3931
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di LCAT umano (P04180)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P04180
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio