


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lcat Per Wb Ed Elisa - P04180

Numero articolo: CM0015797



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la LCAT umana (lecitina-colesterolo aciltransferasi). Validato per WB ed ELISA; reagisce anche con la proteina murina. Utile per lo studio del metabolismo del colesterolo e del rimodellamento delle lipoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LCAT pAb di coniglio
Note/Alias	LCAT
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	3931
ID del gene	3931
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-440 della LCAT umana (NP_000220.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P04180
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico