

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lck Per Wb, If-P, Elisa - P06239

Numero articolo: CM0007681



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LCK per WB, IF-P, ELISA. Reattività crociata con uomo e topo. Riconosce la tirosina-proteina chinasi Lck coinvolta nella segnalazione dei linfociti T. Peso proteico 58 kDa. UniProt: P06239.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LCK Rabbit mAb
Note/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3932
GeneID	3932
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di LCK umana (NP_005347.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P06239
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio