


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Lck Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06239

Numero articolo: CM0018747



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità diretto contro LCK umano (p56lck), validato per WB, IHC-P e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione tramite recettore delle cellule T e dell'attivazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LCK Rabbit pAb
Note/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3932
ID gene	3932
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di LCK umano (NP_005347.3).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06239
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio