


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lcp2 Per Wb, Elisa - Q13094

Numero articolo: CM0021286



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LCP2 (SLP-76) umano. Adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Utile per lo studio della segnalazione del recettore delle cellule T e dell'attivazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	LCP2 Rabbit pAb
Note/Alias	IMD81, SLP76, SLP-76, LCP2
Specie	Uomo
ID gene	3937
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 159-533 di LCP2 umano (NP_005556.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13094
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio