


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ldb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U70

Numero articolo: CM0019639



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LDB1 (CLIM2), adatto per WB, IHC-P e ELISA. Riconosce LDB1 di origine umana, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LDB1 Rabbit pAb
Note/Alias	NLI; CLIM2; LDB-1; CLIM-2; LDB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8861
GeneID	8861
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-50 della LDB1 umana (NP_003884.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86U70
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio