


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Ldb3 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 075112

Numero articolo: CM0027868



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-LDB3 (075112) di alta qualità, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con LDB3 di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul muscolo striato, cardiomiopatia e citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LDB3 Rabbit pAb
Note/Alias	MFM4, ZASP, CMD1C, CMH24, CMPD3, LVNC3, CYPHER, LDB3Z1, LDB3Z4, ORACLE, PDLIM6, LDB3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	11155
GeneID	11155
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 di LDB3 umano (NP_001073585.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075112
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio