


Anticorpo Monoclonale Anti-Ldha Per Wb E Elisa - P00338

Numero articolo: CM0012008



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting LDHA umano, validato per Western blotting ed ELISA. Rileva LDHA in campioni umani, di topo e di ratto; ideale per la ricerca sulla glicolisi e sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] LDHA Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3939
Gene ID	3939
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della LDHA umana (NP_005557.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00338
Peso proteico	26-39 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio