


Anticorpo Monoclonale Anti-Ldha Per Wb E Elisa - P00338

Numero articolo: CM0007143



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia il lattato deidrogenasi A (LDHA) umano, validato per WB e ELISA. Rileva LDHA umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca su metabolismo, glicolisi e biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LDHA Rabbit mAb
Note/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3939
GeneID	3939
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00338
Peso proteico	26-39 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio