


Anticorpo Policlonale Anti-Ldha Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00338

Numero articolo: CM0014338



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LDHA umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della glicolisi, dell'ipossia e del metabolismo tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LDHA Coniglio pAb
Note/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3939
ID Gene	3939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-332 della LDHA umana (NP_005557.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00338
Peso proteico	26-39 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio