


Anticorpo Monoclonale Anti-Ldha Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P00338

Numero articolo: CM0011551



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro LDHA umano, validato mediante knockdown per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva LDHA endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Peso molecolare previsto 26-39 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo tumorale e sulla glicolisi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] LDHA Anticorpo monoclonale Coniglio
Note/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3939
ID Gene	3939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-332 di LDHA umano (NP_005557.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio