

Anti-Ldhal6B Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb, If-P, Elisa - Q9Byz2

Numero articolo: CM0018460

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a LDHAL6B umano, validato per WB, IF-P, ELISA. Lattato deidrogenasi specifica del testicolo che catalizza l'interconversione lattato-piruvato. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo e sulla fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LDHAL6B Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LDHL; LDH6B; LDHAL6; LDHAL6B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	92483
GeneID	92483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di LDHAL6B umano (NP_149972.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9BYZ2
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio