


Anticorpo Policlonale Anti-Ldhb Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07195

Numero articolo: CM0025333



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LDHB umano, adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. LDHB è un enzima chiave nella glicolisi anaerobica e un marcatore del tessuto cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LDHB Rabbit pAb
Note/Alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; LDHB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3945
GeneID	3945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 di LDHB umano (NP_002291.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07195
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio