


Anticorpo Policlonale Anti-Ldhc Per Wb, If-P, Elisa - P07864

Numero articolo: CM0014161



introduzione

Anticorpo policlonale anti-LDHC per applicazioni WB, IF-P, ELISA; presenta reattività crociata con Uomo, Topo e Ratto. Target: catena C della L-lattato deidrogenasi, una proteina correlata alla motilità degli spermatozoi e antigene 32 del cancro/testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LDHC Rabbit pAb
Note/Alias	CT32; LDH3; LDHX; LDHC
Specie	Uomo
ID gene	3948
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della LDHC umana (NP_002292.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07864
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante