

Anticorpo Policlonale Anti-Ldl Recettore (Ldlr) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Numero articolo: CM0016883



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il Recettore LDL (LDLR) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva LDLR umano, di topo e di ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo del colesterolo e le infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	LDL Receptor (LDLR) pAb di coniglio
Note/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL Receptor (LDLR)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3949
GeneID	3949
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 761-860 del Recettore LDL (LDLR) umano (NP_000518.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P01130
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio