

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ldl Recettore (Ldlr) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Numero articolo: CM0020740



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro il recettore LDL umano (LDLR), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, in grado di rilevare campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo del colesterolo, l'ingresso virale e la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LDL Recettore (LDLR) pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL Receptor (LDLR)
Specie	Uomo
GeneID	3949 (Uomo)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 761-860 del recettore LDL umano (LDLR) (NP_000518.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01130
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio