


## Anticorpo Policlonale Anti-Ldlrap1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sw96

Numero articolo: CM0026144



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LDLRAP1 umano (ARH), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Adatto per studi sull'endocitosi del recettore LDL, ipercolesterolemia e metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | LDLRAP1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias  | ARH; ARH1; ARH2; FHCBI; FHCBI2; FHCL4; LDLRAP1                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| GeneID              | 26119                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-308 di LDLRAP1 umano (NP_056442.2) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q5SW96                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 34kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |