

Anticorpo Policlonale Anti-Lef1 Per Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9Uju2

Numero articolo: CM0018202

introduzione

pAb (policlonale) di coniglio anti-LEF1
convalidato in WB, IP, IF-P, ELISA. Rileva LEF1
(44 kDa) in umano, topo, ratto. Immunogeno
ricombinante (aa 20-132). Ideale per la ricerca
su Wnt/trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-LEF1
Note/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	51176
GeneID	51176
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-132 di LEF1 umano (NP_057353.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJU2
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio