

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Lef1 Per Wb Ed Elisa - Q9Uju2

Numero articolo: CM0007843

introduzione

Anticorpo monoclonale LEF1 di coniglio validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con umano e topo. Ideale per studiare la segnalazione Wnt e la biologia del cancro in timo, colon e tessuti pancreatici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb LEF1 Coniglio
Note/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	51176
GenelD	51176
Immunogeno	Proteina ricombinante di una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di LEF1 umano (Q9UJU2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	Q9UJU2
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio