

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lef1 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Uju2

Numero articolo: CM0007591

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LEF1 ad alte prestazioni, validato per WB, IP ed ELISA in campioni umani e murini. Adatto alla ricerca sulla segnalazione Wnt, sul cancro e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LEF1 Rabbit mAb
Note/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	51176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di LEF1 umano (NP_057353.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9UJU2
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante