

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lefty1 Per Wb Ed Elisa - 075610

Numero articolo: CM0021079

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la LEFTY1 umana, validato per Western blot ed ELISA. Rileva il fattore di determinazione destra-sinistra 1 umano e murino, un regolatore chiave dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LEFTY1 Rabbit pAb
Note/Alias	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	10637
GenelD	10637
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-366 della LEFTY1 umana (NP_066277.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	075610
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio