

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lefty1/2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75610 / O00292

Numero articolo: CM0004170

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro le proteine umane LEFTY1/2, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per il rilevamento di fattori di determinazione destra-sinistra nella ricerca sullo sviluppo su campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LEFTY1/2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1/2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10637/7044
Gene ID	10637/7044
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 267-366 di LEFTY1/2 umano (O75610).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O75610/O00292
Peso Proteico	34.44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio