

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Legemoglobina (Mtlbs) Per Wb Ed Elisa - P27992/P27993

Numero articolo: CM0019443

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla legemoglobina di *Medicago truncatula* (MtLBs/LB2), adatto per WB ed ELISA. Riconosce MtLb2 e MtLb6 (P27992/P27993). Ideale per studi sulla fissazione dell'azoto e sulla nodulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	MtLBs Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LB2; MTlb2; MtLBs
Specie	<i>Medicago truncatula</i>
Gene ID	11433347
Immunogeno	Peptide Sintetico Due peptidi sintetici corrispondenti alla sequenza all'interno degli amminoacidi 7-21 e 100-113 della Legemoglobina 2 di <i>Medicago truncatula</i> (XP_003588689.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	<i>Medicago truncatula</i>
SWISS	P27992/P27993
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio