


Anticorpo Monoclonale Anti-Legumaina (Lgmn) Per Wb, Elisa - Q99538

Numero articolo: CM0008180



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Legumaina (LGMN), validato per Western blot ed ELISA. Rileva le proteine umane, murine e di ratto; immunogeno ricombinante (aa 210-302). Adatto per lo studio della funzione delle proteasi nella degradazione lisosomiale delle proteine e nella presentazione dell'antigene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro la Legumaina (LGMN)
Note/alias	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumaina (LGMN)
Specie	Umana
GeneID (umano)	5641
GeneID	5641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-302 della Legumaina umana (LGMN) (Q99538)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99538
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante