


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Legumain (Lgmn) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99538

Numero articolo: CM0006974



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Legumain (LGMN) per Western blot, IF, IHC, ELISA. Reagisce con legumain umano, di topo e di ratto. Per uso di ricerca nello studio della presentazione dell'antigene e della degradazione lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Legumain (LGMN)
Note/Alias	LGMN; AEP; LGMN1; PRSC1; legumain; Legumain (LGMN)
Specie	Umano
ID Gene	5641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-288 di Legumain umano (LGMN). (NP_005597.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99538
Peso Proteico	42kDa/49kDa
Spedizione	Sacca refrigerante