


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Legumain (Lgmn) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99538

Numero articolo: CM0013814



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Legumain (LGMN) umano per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva LGMN umano, murino, ratto; 49kDa. La Legumain è una proteasi cisteinica lisosomiale con ruoli nella presentazione degli antigeni e nella degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Legumain (LGMN) pAb coniglio
Note/Alias	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumain (LGMN)
Specie	Umano
Gene ID	5641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-288 della Legumain (LGMN) umana (NP_005597.3?)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99538
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio