


Anticorpo Policlonale Anti-Leo1 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wvc0

Numero articolo: CM0029049



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che riconosce LEO1 (RDL) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva LEO1 in campioni di origine umana, murina e di ratto. Ideale per ricerche sulla regolazione trascrizionale e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LEO1 Rabbit pAb
Note/Alias	RDL; LEO1
Specie	Uomo
GenelD (umano)	123169
GenelD	123169
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-570 della LEO1 umana (NP_620147.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WVC0
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio