

Anticorpo Policlonale Anti-Lepre1 (Gros1, Oi8) Per Wb, Elisa - Q32P28

Numero articolo: CM0014754



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la Prolil 3-idrossilasi 1 umana (LEPRE1/GROS1/OI8), adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Utile per la ricerca sulla biosintesi del collagene e sulle malattie scheletriche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LEPRE1 Rabbit pAb (LEPRE1)
Note/Alias	OI8; GROS1; LEPRE1
Specie	Umano
Gene ID	64175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 497-736 di LEPRE1 umana (NP_071751.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q32P28
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio