

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Leprel1 Per Wb E Elisa - Q8IvI5

Numero articolo: CM0030650

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro LEPREL1 (P3H2), convalidato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Immunogeno ricombinante. Utile per studi sulla prolil 3-idrossilasi del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | LEPREL1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Note / Alias        | MCVD; MLAT4; LEPREL1                                                                                                                |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                |
| GenelD (Uomo)       | 55214                                                                                                                               |
| GenelD              | 55214                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-700 della LEPREL1 umana (NP_060662.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                   |
| SWISS               | Q8IVL5                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 81kDa                                                                                                                               |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                   |