

Anticorpo Policlonale Anti-Leptina Di Coniglio Per Ihc-P, Elisa - P41159

Numero articolo: CM0030851



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla Leptina umana (OB, OBS), validato per IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'equilibrio energetico, l'obesità e il diabete con alta specificità per la Leptina umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Leptina coniglio pAb
Osservazioni/Alias	OB; OBS; LEPD; Leptina
Specie	Umano
GeneID (umano)	3952
GeneID	3952
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-167 della Leptina umana (NP_000221.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P41159
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio