

Anticorpo Monoclonale Anti-Recettore Della Leptina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48357

Numero articolo: CM0003721



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-recettore della leptina convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Rileva la proteina LEPR di ~132 kDa, regolatore chiave dell'appetito e del bilancio energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-recettore della leptina di coniglio
Note / Alias	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Leptin Receptor
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3953
GeneID	3953
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1000-1100 del recettore della leptina umano (P48357).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48357
Peso proteico	132 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio