

Anticorpo Policlonale Anti-Recettore Della Leptina Per Wb, If/Icc, Elisa - P48357

Numero articolo: CM0030554



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore della leptina umano (LEPR, CD295). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso il ratto. Ideale per studiare la segnalazione della leptina, l'omeostasi energetica e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Recettore Leptina Coniglio pAb
Note/Alias	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Recettore della Leptina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3953
ID Gene	3953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1070-1165 del LEPR umano (NP_002294.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P48357
Peso Proteico	132kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio